

Одноразовые наконечники с фильтром на 1000 мкл ТСФТ-1000



Качество наконечников является одним из определяющих факторов для надежной работы, минимального времени простоя и оптимальной производительности рабочей станции для автоматического дозирования жидкостей. Одноразовые наконечники выпускаются разного объема, с фильтром и без него, и выполнены из токопроводящего полипропилена, что позволяет автоматически определять уровень жидкости.

Производитель: Hawach Scientific Co., Ltd
Модель: ТСФТ-1000
Страна: Китай

Особенности: Благодаря уникальному дизайну наконечника, он плотно и герметично одевается на конус дозатора. Ребристая «юбочка» надежно удерживает наконечник в штативе; Ровные плотные стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью опустошить наконечник при раскапывании; Наконечники без фильтра до 1000 мкл; Без ДНКазы и РНКазы; С фильтром; 96 штук в штативе;

Характеристики

Материал	полипропилен
Универсальные	да
Объём, мкл	1000
Вес упаковки, кг	7
Количество в упаковке	96 шт./штативе