

Высокий лабораторный стол 1000 СЛ_в



Практичные и удобные лабораторные столы облегчают любые исследовательские процессы, обеспечивая удобное расположение всех необходимых реактивов. Они подходят для комплектования исследовательских лабораторий и других учреждений в зависимости от ваших задач.

Производитель: Современная лаборатория

Модель: Высокий лабораторный стол 1000 СЛ_в

Страна: Россия

Особенности: Покрытие каркаса эпоксиполиэфирной порошковой краской, усиленной при помощи отвердения в печи, позволяет защитить стол от влияния химических реагентов. Наличие специальной перемычки, расположенной горизонтально у боковой поверхности стола на высоте 100 мм и низкого и 200 мм у высокого, позволяет усилить надежность при эксплуатации оборудования лаборатории. Усиленные винтовые опоры в области ножек компенсируют неровность поверхности пола и фиксируют высоту стола на требуемом уровне. Химически стойкое цинковое покрытие стали наносится гальваническим способом на винтовую опору. Наличие пластикового подпятника позволяет защитить пол от царапин. Разборная конструкция стола собирается при помощи шести винтов.

Характеристики

| | |
|---|--|
| Вариант исполнения рабочей поверхности | Ламинат (Л),Керамическая плитка (Кп), Labgrade (Lg) |
| Габаритные размеры тумбы (ШхГхВ) | 400x560x770 мм |
| Размеры (ШхГхВ) | 1000x600x900 мм |
| Дополнительная комплектация: | Тумба с дверью и одним выдвижным ящиком СОВЛАБ-400-ТДЯВ |