

# Объёмометр для хлебобулочных изделий 13300



Устройство для объемного тестирования модели 13300 торговой марки Bastak предназначено для объемного тестирования продолговатых и круглых хлебобулочных изделий. Принцип работы основан на измерении объёма зерна, равному объёму испытуемых хлебобулочных изделий. Устройство используется в лабораториях хлебопекарной промышленности для контроля качества хлебобулочных изделий, а также для контроля обработки.

**Производитель:** Bastak Instruments  
**Модель:** 13300  
**Страна:** Турция

**Особенности:** Работает механически, поэтому не требует электрического источника; Эргономичный дизайн обеспечивает мобильность и прост в использовании;

## Характеристики

<b>Вес, кг</b>	20
<b>Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В), мм</b>	540х600х1600