

Морозильник вертикальный DW-40L590 на - 40 °C



Морозильник специально разработан для длительного хранения различных биологических продуктов (микробы, вирусы, эритроциты, лейкоциты и т.д.), плазмы, вакцин. Морозильник может быть установлен в больницах, научно-исследовательских институтах, исследовательских лабораториях, институтах биологического машиностроения и на химических заводах.

Производитель: Drawell Instrument Co., Ltd
Модель: DW-40L590
Страна: Китай

Особенности: Сигнализация неисправностей: сигнализация высокой температуры, сигнализация низкой температуры, сигнализация перегрева; Возможность установить температуру сигнализации в соответствии с требованиями; Три вида сигнализации: звуковая сигнализация, цифровая мигающая сигнализация и удаленная сигнализация; Оптимизированная каскадная технология охлаждения, компрессор SECOP для достижения высокоэффективного холодильного эффекта; Специально разработанный теплообменник, высокоэффективная теплопередача, экономия энергии; Хладагент без фреона.

Характеристики

В комплекте	мешалка, магнитный якорь, штатив с держателем и температурный зонд
Вес	16 кг
Мощность	3600 Вт
Электропитание	220 В, 50 Гц
Тип	Вертикальный
Климатический класс	N
Материал камеры	нержавеющая сталь с порошковым покрытием
Материал корпуса	нержавеющая сталь с порошковым покрытием
Полезный объем	590 л
Температурный диапазон	от - 10 до - 40 °С
Контроллер	контроллер Dixell
Дисплей	жидкокристаллический
Хладагент	R290
Количество внутренних дверей	2
Размеры камеры (Ш)х(Г)х(В)	740 х 600 х 1310 мм
Габаритные размеры (Ш)х(Г)х(В)	920 х 882 х 1920 мм