

Морозильник горизонтальный DW-40W300 на - 40 °C

Нет фото

Производитель: Drawell Instrument Co., Ltd
Модель: DW-40W300
Страна: Китай

Морозильник специально разработан для длительного хранения различных биологических продуктов (микробы, вирусы, эритроциты, лейкоциты, кутикулы и т.д. Морозильник может быть установлен в больницах, научно-исследовательских институтах, исследовательских лабораториях, институтах биологического машиностроения и на химических заводах.

Особенности: Сигнализация неисправностей: сигнализация высокой температуры, сигнализация низкой температуры, сигнализация перегрева; Возможность установить температуру сигнализации в соответствии с требованиями; Два метода сигнализации: звуковая сигнализация и цифровая мигающая сигнализация; Оптимизированная каскадная технология охлаждения, компрессор SECOP для достижения высокоэффективного холодильного эффекта; Специально разработанный теплообменник, высокоэффективная теплопередача, экономия энергии; Хладагент без фреона; Опционально: крио стеллажи, крио боксы, регистратор температур.

Характеристики

Электропитание	220 В, 50 Гц
Дисплей	цифровой дисплей с обратной подсветкой
Контроллер	микропроцессорный
Тип	горизонтальный
Количество внутренних дверей	
Климатический класс	N
Материал камеры	нержавеющая сталь с порошковым покрытием
Хладагент	Без фреона
Материал корпуса	нержавеющая сталь с порошковым покрытием
В комплекте	корзина для хранения
Полезный объем	285 л
Размеры камеры (Ш)х(Г)х(В)	1080 х 485 х 600 мм
Габаритные размеры (Ш)х(Г)х(В)	1270 х 765 х 885 мм
Вес	76 кг
Мощность	350 Вт
Температурный диапазон	от - 10 до - 45 °С