

1-КАНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР

MicroPette Plus



Принцип работы: основан на создании в съемном наконечнике вакуума и избыточного давления. При создании вакуума происходит втягивание жидкости в наконечник, а при избыточном давлении – ее сброс. Необходимый вакуум и давление создается при помощи герметично уплотненного плунжера, от величины хода плунжера зависит объем дозатора. Применяются дозаторы для химических и микробиологических анализов.

Производитель: DLAB Scientific Co., Ltd.
Модель: MicroPette Plus
Страна: Китай

В наличии пипетки-дозаторы фиксированного объема с регистрационным удостоверением медицинского изделия.

Характеристики

Количество каналов	1
Фксированный объем дозирования	5,10,20,25, 50 мкл