

8-канальный механический дозатор TopPette



Принцип работы: основан на создании в съемном наконечнике вакуума и избыточного давления. При создании вакуума происходит вытягивание жидкости в наконечник, а при избыточном давлении – ее сброс. Необходимый вакуум и давление создается при помощи герметично уплотненного плунжера, от величины хода плунжера зависит объем дозатора.

Производитель: DLAB Scientific Co., Ltd.

Модель: 8-канальная TopPette
8-канальный

Страна: Китай

Характеристики

Количество каналов	8
Шаг	0,01 мкл
Объем дозирования	0.5-10, 5-50 мкл