

Лабораторная 6-местная мешалка EVO HS1-M6 с подогревом



Лабораторная многоместная мешалка EVO HS1-M6 с подогревом предназначены для перемешивания и нагрева жидкостей объемом до 20 литров. Максимальная регулируемая температура нагрева – 350 °С.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: EVO HS1-M6
Страна: Корея

Особенности: Магнитный якорь входит в комплект поставки; Защита от перегрева; Установленные и фактические значения скорости перемешивания, температуры и времени таймера отображаются на встроенном ЖК-дисплее; Регулирование и установка скорости перемешивания, температуры и времени таймера осуществляются с помощью поворотного регулятора – удобно работать в перчатках и без;

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Скорость перемешивания	80-1500 об./мин.
Точность регулирования температуры	0.1 °С на экране, 0.5 °С на блоке управления
Точность поддержания температуры	± 0.3 °С
Экран	цифровой с обратной подсветкой
Управление	цифровой контроллер с поворотным кольцом Jog-Dial
Материал корпуса	алюминий с порошковым напылением
Безопасность	Защита от перегрева
Эффективный объём перемешивания	до 20 л
Дискретность регулирования скорости	5 об./мин
Температурный диапазон	от комн. темп. до 350 °С
Таймер	до 99 ч. 59 мин.
Мощность нагрева	2 600 Вт
Максимальный стержень магнитной мешалки	50 мм
Материал нагревательной платформы	алюминий с керамическим покрытием
Габариты платформы (Д) x (Ш)	140 x 140 мм x 6 мест
Габариты внешние (Д) x (Г) x (В)	500 x 410 x 110 мм
Вес	14 кг