

Верхнеприводная мешалка EVO OS1-10 в комплекте с перемешивающей насадкой



Верхнеприводная мешалка используется для перемешивания текучих и вязких (до 70 000 мПа·с) жидкостей, суспензий и эмульсий. Применение: перемешивание и частичное измельчение в однородную массу образцов подходящего объема с помощью насадки, погружаемой в емкость с измельчаемой пробой и приводимой в движение мотором прибора.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: EVO OS1-10
Страна: Корея

Особенности: Цифровое управление; Встроенный цифровой блок управления; ЖК-дисплей с подсветкой; Плавные старт и регулировка скорости перемешивания; Поддержание постоянной скорости вне зависимости от вязкости пробы; Защита мотора от перегрева;

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Экран	цифровой с обратной подсветкой
Безопасность	Защита от перегрева
Таймер	99 часов 59 минут
Материал корпуса	алюминий и пластик ABS
Максимальная ёмкость перемешивания	25 л
Максимальная вязкость	70 000 мПа·с
Максимальный крутящий момент	130 Н·см
Момент силы	85 Н × см
Скорость передачи	2.0:1
Диапазон скоростей вращения	30-2 000 об./мин.
Номинальная мощность двигателя	200 / 160 Вт
(Вход / выход)	
Управление	цифровой ПИД-регулятор с обратной связью Высокопроизводительный микроконтроллер
Максимальный диаметр вала рабочего колеса	10 мм
Дополнительный функции	измерение крутящего момента в реальном времени;
Габариты внешние (Д) × (Г) × (В)	80 × 194 × 245 мм
Вес	3.95 кг
Мощность	280 Вт

Все изображения

