

Титратор dTrite



Титратор предназначен для высокоточного титрования образца. Тип: электронный. Применяется в аналитической химии, пищевой промышленности, анализе воды и т.д.

Производитель: DLAB Scientific Co., Ltd.
Модель: dTrite
Страна: Китай

Особенности: Высококачественный двигатель с превосходной прецизионностью и точностью; Электронное управление; Выносной пульт управления позволяет избежать вмешательства оператора во время работы; Встроенная магнитная мешалка для полноценной и простой работы;

Характеристики

Диапазон объема бутылки	0.01 – 99.99 мл
Количество скоростей дозирования	16
Контроллер	Цифровой с дисплеем
Шаг добавления титранта	10 мкл (0.01 мл)
Диапазон рабочих температур	от 10 до 30 °C
Среднеквадратичное отклонение	0.07%
Источник питания	литиевая ионная батарея мощностью 4000 мА*час