

Анализатор клетчатки F800



Анализатор клетчатки Hanon F800 предназначен для анализа клетчатки по методу Винде (Weende) и Ван Зоста (Van Soest). Анализатор отличается эргономичным дизайном, удобством и простотой в работе. Широко используется для определения сырой клетчатки, нейтрально–детергентной клетчатки (NDF), кислотно–детергентной клетчатки (ADF), гемицеллюлозы и кислотно–детергентного лигнина (ADL), а также для анализа растений, кормов, продуктов питания и других сельскохозяйственных продуктов.

Производитель: Hanon Group
Модель: F800
Страна: Китай

Особенности: Агрессивная жидкость не контактирует с корпусом насоса, чтобы избежать воздействия коррозии на насос для слива отходов; Встроенный инфракрасный нагреватель с высокоточным контролем температуры; Функция отдачи тигля предназначена для предотвращения фильтрации образца в тигле; Уникальная система предотвращения переполнения в случае ошибки оператора; Корпус с антикоррозионным покрытием; Возможность регулирования мощности нагрева тигля, позволяет легко контролировать скорость нагрева и снижать потребление энергии; Встроенная функция предварительного нагрева, которая сокращает время всего эксперимента; Пять различных конфигурация для удовлетворения потребностей.

Характеристики

Электропитание	220 В / 50 Гц
Диапазон измерения	0,1 - 100 %
Количество образцов	максимально 6 образцов
Дисплей	7-дюймовый цветной сенсорный экран
Масса образца	0,5 - 3 г
Воспроизводимость	содержание сырой клетчатки ниже 10 %, $\leq 0,4\%$
Время предварительного нагрева	10 - 12 минут
Нагревание до кипения	13 - 15 минут
Габаритные размеры (Д) x (Г) x (Ш)	776 x 476 x 644 мм
Энергопотребление	2,2 кВт