

Верхнеприводная мешалка HT-50AX-Set



Верхнеприводная мешалка HT-50AX-Set применяется для перемешивания и частичного измельчения в однородную массу образцов подходящего объема с помощью насадки, погружаемой в емкость с измельчаемой пробой и приводимой в движение мотором прибора. В комплект входит блок для перемешивания HT-50AX, импеллер Ø 8 x (Д) 500 мм, подставка 34 x 29 см со штифтом Ø 23 мм длиной 800 мм и держатель.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: HT-50AX

Страна: Южная Корея

Особенности: Цифровой ЖК-дисплей, отображающий частоту оборотов в минуту, кривую и состояние стойки питания; Плавный запуск и изменение скорости перемешивания; Функции защиты двигателя от перегрузки и перегрева; Функция хранения заданного значения: частоты оборотов и таймера; Хромированный и нержавеющий патрон - для защиты от коррозии; Функция оповещения: Статус ошибки и окончание таймера; Запатентованная система управления Поворотным переключателем (Jog Shuttle);

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Безопасность	защита от перегрева, защита от превышения загрузки образцом
Материал корпуса	алюминий и пластик ABS
Максимальная ёмкость перемешивания	40 л
Максимальная вязкость	60 000 мПуаз
Диапазон скоростей	50 – 1000 об/мин
Диаметр вала	6 – 12 мм
Габариты внешние (Д) x (Г) x (В), мм	90 x 180 x 130
Вес, кг	45049
Мощность, Вт	83