

Шейкер делительных воронок (Шуттель-аппарат) L8-1000-22



Шейкер для делительных воронок (Шуттель-аппарат, аппарат Шуттеля, декантер-перемешиватель) подходит для различных делительных воронок, безопасный и простой в эксплуатации, а плавная регулировка скорости обеспечивает стабильную работу. Он подходит для биологических, генетических, медицинских, фармацевтических лабораторий, для лабораторий по охране окружающей среды и других научно-исследовательских, учебных и производственных отделов. Шуттель-аппарат оснащен специальным зажимным держателем, который позволяет работать с воронками различного объема, и обеспечивает равномерное перемешивание. Подходит для культивирования и подготовки биологических образцов для различных сравнительных экспериментов, что может значительно повысить эффективность работы.

Производитель: Drawell Instrument Co., Ltd
Модель: L8-1000-22
Страна: Китай

Особенности: Два режима колебаний. Наклонное колебание и вертикальное колебание или оба вида одновременно для более эффективного перемешивания. Цифровой дисплей. Может отображать количество колебаний перед последним выключением. Можно переключать временные колебания и непрерывные колебания. Плавное изменение частоты колебаний. Она может достигать 20-250 раз/мин при наклоне и 20-300 раз/мин при вертикальном колебании. Бесшумная работа. Во время колебаний рабочий звук менее 55 дБ. Двигатель постоянного тока обеспечивает стабильную частоту колебаний. Зажим для делительных воронок прост в использовании, очень удобно снимать или устанавливать делительную воронку.

Характеристики

Режим колебания	Вертикальное или наклонное колебание
Скорость колебания	10 - 300 раз / минута
Амплитуда колебаний	40 мм
Угол наклона	0 - 22° регулируемый
Таймер	0 - 999 минут
Держатели	Стандартный держатель 50 - 1000 мл, делительные воронки 125 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл
Максимальная нагрузка	до 9 кг