

Ллиофильная сушилка UniFreez FD-8



Ллиофильные сушилки UniFreez FD-8 предназначены для удаления жидкости из образцов при последовательном воздействии низкой температуры и вакуума. Производительность сублимации – 3 л/день. Диапазон регулирования температуры заморозки образца - от -60 до -90 °С.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: UniFreez FD-8

Страна: Республика Корея

Причины использовать ллиофильные сушилки UniFreez FD-8 в вашей лаборатории:

- Необходимые параметры работы контролируются и поддерживаются микропроцессорной системой на основе нечеткой логики
- Регулирование и установка параметров осуществляются с помощью поворотного регулятора – удобно работать в перчатках и без
- Аксессуары для расширения возможностей работы – доступны к заказу сушильная камера из акрила, манифолд на 12 портов, трехэтажная полка для сушильной камеры, вакуумный насос, колбы из боросиликатного стекла.

Характеристики

Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Объём сушильной камеры	8 л
Объем конденсора	10 л
Производительность сублимации	3 л/день
Диапазон регулирования температуры заморозки образца	От -60 до -90 °С
Минимальная температура конденсора	-40°С
Тип разморозки	Ручной
Управление	Цифровой контроллер с поворотным регулятором
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительные принадлежности	Доступны к заказу сушильная камера из акрила, манифолд на 12 портов, трехэтажная полка для сушильной камеры, вакуумный насос, колбы из боросиликатного стекла (опционально)

Все изображения

