

# Мешалка магнитная с подогревом MaXtir MSH500



Магнитные мешалки с подогревом MaXtir MSH500 предназначены для перемешивания и нагрева жидкостей объемом до 20 литров. Максимальная регулируемая температура нагрева – 500 °С. Регулирование температуры производится с высокой точностью - погрешность регулирования температуры не более  $\pm 0,3$  °С. Платформа прибора изготовлена из стеклокерамики, стойкой к химическому и тепловому воздействию.

**Производитель:** DAIHAN Scientific Co, Ltd  
**Модель:** MaXtir MSH500  
**Страна:** Республика Корея

Причины использовать магнитные мешалки с подогревом MaXtir MSH500 в вашей лаборатории:

- Магнитные мешалки с подогревом MaXtir MSH500 оснащены износостойким бесщеточным мотором, обеспечивающим низкий уровень шума
- Диапазон регулировки скорости перемешивания – от 80 до 1500 оборотов/мин, шаг регулирования – 5 оборотов/мин
- Цифровой контроль и регулирование параметров работы с помощью встроенной панели управления с дисплеем
- Регулирование и установка скорости перемешивания, температуры и времени таймера осуществляются с помощью поворотного регулятора – удобно работать в перчатках и без
- Индикация горячей поверхности платформы
- Блок управления прибором надежно изолирован от нагревательной платформы для защиты от перегрева
- Возможность крепления к корпусу прибора штатива для внешнего датчика температуры
- Разъем для подключения внешнего датчика температуры

## Характеристики

<b>Безопасность</b>	защита от перегрева, индикация горячей поверхности
<b>Максимальное время таймера</b>	99 ч 59 мин
<b>Дисплей</b>	ЖК-дисплей с подсветкой
<b>Максимальный объем перемешивания</b>	20 л
<b>Диапазон регулировки скорости перемешивания</b>	От 80 до 1500 оборотов/мин
<b>Шаг регулирования скорости перемешивания</b>	5 оборотов/мин
<b>Погрешность регулирования температуры</b>	$\pm 0,3$ °C
<b>Материал и размер платформы</b>	Стеклокерамика, размер 200×200 мм
<b>Максимальная регулируемая температура нагрева</b>	500 °C
<b>Управление</b>	Цифровой контроллер с поворотным регулятором
<b>Магнитный якорь</b>	3 см – в комплекте поставки, максимально допустимая длина – 5 см
<b>Комплектация</b>	1) Unit Only – мешалка и магнитный якорь;

# Все изображения

