

# Напольная низкоскоростная центрифуга BW6R с охлаждением



Напольная низкоскоростная центрифуга BW6R применяется для исследования плазмы крови, разделения жидкости на отдельные компоненты и фракции, за счет центробежного ускорения, создаваемого при вращении сменного ротора. Имеет функцию охлаждения и адаптацию к различным роторам. Широко используется в биохимии, на станциях переливания и сыворотки крови и в других областях. К центрифуге доступен широкий выбор сменных роторов и адаптеров. Тип ротора и адаптеров, поставляемых с центрифугой, определяется заказчиком. Комплектация дополнительными сменными роторами является опциональной. Полный список сменных роторов, подходящих к центрифуге можно найти в брошюре.

**Производитель:** HUNAN LABWE  
Scientific Instruments Co, Ltd  
**Модель:** BW6R  
**Страна:** Китай

**Особенности:** Бесщеточный двигатель, не требующий технического обслуживания; Микропроцессорное управление и ЖК-дисплей с отображением параметров скорости, таймера, информации о программе, информации о коде ошибки; Защитная блокировка крышки: дверца не открывается при работающем роторе, центрифуга не запускается при открытой крышке и появлении кода ошибки; Аварийное разблокирование замка крышки при отключении питания; Автоматическое распознавание дисбаланса и ротора; 10 видов программ (память); Автоматическое устранение неполадок с указанием кода ошибки и сигналом тревоги на экране; Стальной корпус центрифуги и роторная камера из нержавеющей стали пригодны для автоклавирования и устойчивы к моющим средствам и дезинфицирующим жидкостям.

# Характеристики

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Вес, кг                              | 280                            |
| Управление                           | цифровое                       |
| Двигатель                            | индукционный бесщеточный       |
| Материал корпуса                     | сталь                          |
| Шум                                  | ≤ 58 дБ                        |
| Точность установки температуры       | ± 1 °C                         |
| Точность установки скорости          | ± 20 об/мин                    |
| Дисплей                              | цветной жидкокристаллический   |
| Блокировка крышки                    | наличие                        |
| Количество программ                  | 10                             |
| Таймер                               | 1-99 мин (регулируется)        |
| Материал роторной камеры             | нержавеющая сталь              |
| Температурный диапазон               | От -20 °C до +40 °C            |
| Диапазон скорости вращения           | 0-6000 об/мин (регулируется)   |
| Тип исполнения                       | напольная                      |
| Максимальное ускорение               | 6880 g                         |
| Максимальная вместимость             | 6 × 1200 мл                    |
| Внешние габариты (Д) × (Г) × (В), мм | 840 × 730 × 1220               |
| Потребляемая мощность, кВт           | 3.5                            |
| Электропитание                       | однофазное, 230 В, 50 Гц, 25 А |