

Холодильник фармацевтический MPC-5V316



Производитель: Anhui Zhongke
Duling Commercial Appliance Co., Ltd
Модель: MPC-5V316
Страна: Китай

Характеристики

Дисплей	ЖК-дисплей
Электропитание	220 В, 50 Гц
Хладагент	R290
Метод охлаждения	прямое охлаждение
Тип исполнения	вертикальный
Диапазон температур	от 2 до 8 °С
Система охлаждения	принудительная конвекция
Разморозка	не требуется
Температурный контроллер	микропроцессор
Датчик	NTC
Материал камеры	сталь с цветным напылением
Материал корпуса	сталь с цветным напылением
Теплоизоляция	PURF
Объем камеры, л	316
Вес нетто, кг	92.5
Габариты камеры (Ш) × (Г) × (В), мм	540 × 425 × 1380
Блок моделирования температуры, шт.	1
Полки/корзины	5 шт.
Сигнализация	высокая/низкая температура; отключение питания; ошибка датчика; приоткрытая дверь; аномальное напряжение; резервная батарея 8 ч
Шум, дБ	47
Внешние габариты (Ш) × (Г) × (В), мм	660 × 555 × 1915
Потребляемая мощность, Вт	228

Все изображения

