


Криоморозильник MDF-150H128



Высококласный криогенный морозильный ларь MDF-150H128, предназначенный для криохранения и консервации биологических образцов, вакцин и других чувствительных к температуре материалов. Это идеальное решение для лабораторий, исследовательских центров и медицинских учреждений, которым требуется долгосрочное и надежное криогенное хранение живых организмов, клеток или тканей при сверхнизких температурах. Такое хранение позволяет восстановить их жизнеспособное состояние, в котором он находились до заморозки.

Производитель: Anhui Zhongke
Duling Commercial Appliance Co., Ltd
Модель: MDF-150H128
Страна: Китай

Особенности: Передовая технология охлаждения с многоступенчатым испарением и хладагентом без фреона; Дополнительная внутренняя крышка и многослойные прокладки для лучшей герметичности; Цветной сенсорный 7-дюймовый дисплей; Высокоэффективные изоляционные панели для улучшения стабильности температуры; Быстросъемный и легко очищаемый фильтр конденсатора; 7 типов аварийных сигналов, звуковая и визуальная сигнализация; Мониторинг в режиме реального времени для оптимальной работы; Комплексные меры защиты для обеспечения электробезопасности и безопасности холодильной системы, гарантирующие безопасную и долгосрочную работу.

Характеристики

Материал камеры	Нержавеющая сталь
Электропитание	220 В, 50 Гц
Объем камеры, л	128
Разморозка	Ручная
Метод охлаждения	прямое охлаждение
Температурный контроллер	микропроцессор
Теплоизоляция	PURF
Тип исполнения	горизонтальный
Хладагент	R4001, смесь газов
Датчик	PT100
Дисплей	7" сенсорный ЖК-дисплей
Материал корпуса	окрашенная сталь с напылением
Диапазон температур	от -40 °С до -150 °С
Отклонение температуры	±2 °С
Система охлаждения	авто-каскадное
Время охлаждения от +25°С до -150 °С, мин	231
Марка компрессора/кол-во	TECUMSEH/1
Вместимость коробки (2 дюйма)/образцы (2мл)	90/9000
Сигнализация	включая высокая/низкая температура; ошибка датчика; чрезвычайно высокая температура окружающей среды; аномальное напряжение; отказ термостата; очистка конденсатора; резервная батарея 72 ч
Шум, дБ	54 дБ
Вес нетто, кг	303
Габариты камеры (Ш) × (Г) × (В), мм	500 × 450 × 578
Внешние габариты (Ш) × (Г) × (В), мм	1560 × 957 × 1178
Потребляемая мощность, Вт	2550

Все изображения

