

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ С НЕРА-ФИЛЬТРОМ

ThermoStable WOC-560



Сушильные шкафы с НЕРА-фильтром серии ThermoStable WOC предназначены для сушки очищенным воздухом при высокой температуре материалов из областей электроники, фармацевтики, медицины и пр. Необходимая температура рабочей камеры контролируется и поддерживается микропроцессорной системой на основе нечеткой логики. Безопасность работы обеспечивается встроенными системами защиты от перегрева и неполадок сети электропитания.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: ThermoStable WOC-560

Страна: Республика Корея

Причины использовать сушильные шкафы с НЕРА-фильтром серии ThermoStable WOC в вашей лаборатории: Диапазон регулирования температуры – от комнатной температуры +5 до 250 °C Неравномерность распределения температуры в рабочей камере - ± 2 °C Механизм принудительной конвекции – вытяжка загрязненного воздуха из рабочей камеры и подача очищенного воздуха в камеру Функция компенсации отличия значений заданной и фактической температуры Перфорированные полки в рабочей камере из нержавеющей стали с максимальной нагрузкой на каждую полку – 16 кг Рабочая камера из нержавеющей стали

Характеристики

Датчик температуры	Pt100
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Управление	Цифровой контроллер с поворотным регулятором
Диапазон регулирования температуры	От комнатной температуры+5 до 250 °C
Максимальное время таймера	99 ч 59 мин, режим непрерывной работы
Перфорированные полки из нержавеющей стали в комплекте	3 шт
Максимальная нагрузка на каждую полку	16 кг
Объем рабочей камеры	560 л
Тип воздушного потока	Принудительная конвекция очищенного воздуха
Фильтрация воздуха	HEPA-фильтр для работы при высоких температурах
Погрешность регулирования температуры	±1 °C
Неравномерность распределения температуры в рабочей камере при 200 °C	±2 °C