

Автоклавы Вертикальные с предвакуумом и сушкой АЕ-110-В



Назначение: · Подходит для стерилизации твердых частиц, упакованной и развернутой полый и пористой посуды. Преимущества · Фракционный вакуум (1 - 3 предварительного вакуума). · Легкая очистка камеры. · Программируемый старт (дата и час). · 12 предустановленных программ и 38 бесплатных для пользователей. · Хранение: более 100 проб. · USB (загрузка данных и обновлений). · Ethernet (подключение к ПК).

Производитель: RAYPA Leading Lab Technologies

Модель: АЭ-110 Б

Страна: Испания

Характеристики · Корпус и крышка камеры из нержавеющей стали AISI-316L. Внешний корпус и крышка из нержавеющей стали AISI-304. · Он включает вход в камеру для внешнего проверочного зонда. · Немедленное производство пара через встроенный парогенератор. · Цветной дисплей с сенсорным экраном для простого программирования и выбора параметров процесса стерилизации. · Установка параметров: температура стерилизации, время стерилизации, время сушки и количество предварительных вакуумирования. · Чистую воду для стерилизации можно добавить в резервуар для воды вручную. Автоматическое наполнение (опция) также доступно при подключении устройства к сети дистиллированной воды. · Внешний или встроенный принтер (опция). · Циклы испытаний: вакуумный тест, тест Боуи и Дика / тест спирали. · 50 программ (12 предустановленных). · Безопасность · Предохранительный клапан. · Защитный термостат. · Система предотвращения открывания двери в случае превышения давления. · Датчик открытой двери. · Детектор уровня воды.

Характеристики

Частота	50/60 Гц
* Другие напряжения доступны по запросу.	
Размеры камеры Ø x H	400 x 850 мм
Общий объем камеры / полезный	115/110
Внешние размеры L x D x H	610 x 700 x 1435 мм
Вес	180 кг
Мощность	6000 Вт
Электрическое напряжение *	400 (3P + N + E) В