

Автоклав горизонтальный с предвакуумом и сушкой АН-21-В



Преимущества Фракционный предварительный вакуум (от 1 до 3 предвакуумов). Гибкий температурный зонд РТ100 (опция). Программы для жидкостей. Легкая очистка камеры. Программируемый автозапуск (дата и время). Хранение более 100 циклов. Включает резервуары для чистой и использованной воды для автоматической подачи в стерилизационную камеру. Бактериологический фильтр на входе воздуха. Включает порт USB (для загрузки данных и зарядки новых обновлений) и порт Ethernet (подключение к ПК). Встроенный принтер IT-TS (опция).

Производитель: RAYPA Leading Lab Technologies

Модель: АН-21-В

Страна: Испания

Характеристики · Корпус и крышка камеры из нержавеющей стали AISI-316L. Внешний корпус из алюминия и железа с эпоксидной окраской. · Цветной сенсорный экран, простота использования. · Программы: 12 предустановленных и 38 бесплатных для пользователей. · Установка параметров: температура стерилизации, время стерилизации, время сушки и количество предварительных вакуумирования. · Циклы испытаний: вакуумный тест, тест Боуи и Дика и тест Helix PCD. · Диапазон времени: 1-250 минут. · Резервуар для воды для автоматического наполнения стерилизационной камеры. Подача бака (опция). · Немедленное производство пара через встроенный парогенератор. · Защитная сетка для обогревателей. Безопасность · Предохранительный клапан и термостат. · Гидравлическая система блокировки дверей при наличии в камере избыточного давления. · Датчик открытия крышки. · Детектор уровня воды. Компоненты, поставляемые с оборудованием · АНС-В - Поддержка 5 лотков. - 2 перфорированных лотка из нержавеющей стали (ВАН-В). - Вспомогательный лоток. - Гибкая трубка длиной 1,5 м для слива. · АН-21-В - Подставка для 4 лотков. - 3 лотка перфорированные из нержавеющей стали (БАХ-21). - Вспомогательный лоток. - Удерживающий зажим. - Гибкая трубка длиной 1,5 м для слива. - Подставка для мешка (БАП-21).

Характеристики

Частота	50/60 Гц
* Спросите о других напряжениях	
Общий / полезный объем камеры	22/21 л
Размеры камеры Ø x H	210 x 430 мм
Внешние размеры L x D x H	560 x 660 x 425 мм
Вес	85 кг
Мощность	2300 Вт
Электрическое напряжение *	230 В
Емкость для чистой воды	6 л
Сточные воды из контейнеров	2,6 л