

# Испаритель азотный 48 позиции MULTIVAP



Преимущества: · Производительность : испаряют партии до 48 образцов с внешним диаметром до 22 мм. · Точность : цифровое управление позволяет точно регулировать температуру · Широкий температурный диапазон : температура регулируется до 120 ° С для испарения растворителей с более высокими точками кипения. · Рентабельность : экономия газа за счет использования двухпозиционного клапана для неиспользуемых рядов

**Производитель:** ORGANOMATION  
**Модель:** 48 позиции MULTIVAP  
**Страна:** Соединенные Штаты Америки

Стандартные функции: · Регулируемый расходомер, 0-50 л / мин · Двухдиапазонная пружина в сборе · Концевой выключатель высокой температуры для безопасности · Защитная крышка управления · Цифровой регулятор температуры · Электронный таймер · Схема сброса · Азотный фильтр · Коллектор газораспределения · Встроенный редуктор давления · Трубка высокого давления · Направляющая иглы  
Дополнительные возможности: · Жгут проводов 220В (код опции -2) · Z-Purge / искробезопасный корпус для продувки (код опции -Z) · Кислотостойкое покрытие инструмента и игл (код опции -RT) · Адаптеры для дозаторов Пастера вместо игл (код опции -P)

## Характеристики

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Точность контроллера                                          | +/- 2 ° C                                     |
| Тип нагревателя                                               | Сухой блок                                    |
| Расположение держателя образца                                | Прямоугольный                                 |
| Диаметр пробирки                                              | 10-22 мм OD                                   |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В)                                | 16 x 14 x 22 дюймов 41 x 36 x 56 см           |
| Подъемник в сборе                                             | Двойной шкив и ленточные пружины              |
| Встроенный блок управления с таймером для азота и тепла       | Стандарт                                      |
| Вход для встроенного регулятора газа                          | 50-110 фунтов на кв. дюйм                     |
| Кислотостойкое покрытие (код опции -RT)                       | По желанию                                    |
| Общая мощность нагревательного устройства OA-SYS              | 900 Вт                                        |
| Каталожный номер прибора                                      | 11848                                         |
| Количество позиций образца                                    | 48                                            |
| Схема газового коллектора                                     | Массив 6 x 8                                  |
| От центра к центру. Расстояние между позициями                | 1.0 в 2.54 см                                 |
| Клапан включения / выключения управления потоком газа         | Каждый ряд из 6                               |
| Диапазон расходомеров газа                                    | 0-50 л / мин                                  |
| Иглы из нержавеющей стали (длина и калибр)                    | 4,0 дюйма x 19 га 102 мм x 19 га              |
| Направляющая иглы                                             | Стандарт                                      |
| Номер модели нагревательного устройства OA-SYS                | 9156                                          |
| Внешние размеры нагревательного устройства OA-SYS (Ш x Г x В) | 16 x 14 x 6,5 дюймов 41 x 36 x 15 см          |
| Диапазон температур                                           | 30-120 ° C                                    |
| Тип регулятора температуры                                    | Цифровая электроника со светодиодным дисплеем |