

# Криоконтейнер Arctic Express DUAL 19



Криоконтейнеры Arctic Express DUAL от THERMO FISHER SCIENTIFIC предназначены как для транспортировки биологически безопасных образцов при температуре жидкого азота, так и для хранения образцов в жидком азоте. Жидкий азот внутри контейнера абсорбируется специализированным материалом, что предотвращает утечку.

**Производитель:** THERMO FISHER Scientific  
**Модель:** Arctic Express DUAL 19  
**Страна:** Соединенные Штаты Америки

Преимущества абсорбция жидкого азота внутри контейнера специализированным материалом для предотвращения утечек размещение образцов, помещенных в тростины, в 6 канистр. Канистры имеют цифровую и цветовую идентификацию, для удобной идентификации образцов защита от несанкционированного доступа специальным замком на крышке контейнера Материал контейнера - алюминий - существенно облегчает вес контейнера поставка в комплекте с транспортным контейнером для дополнительной защиты от повреждений и фиксации криоконтейнера в вертикальном положении

## Характеристики

<b>Объем абсорбированного жидкого азота, л</b>	3
<b>Количество канистр / контейнер</b>	6
<b>Время статического хранения (режим транспортировки), дн.</b>	21
<b>Общий объем жидкого азота, л</b>	18.5
<b>Количество тростин / канистра</b>	6
<b>Количество 2 мл-пробирок / контейнер (6 пробирок / тростина)</b>	216
<b>Вместимость соломин (10 соломин /тростина)</b>	360
<b>Время статического хранения (режим хранения), дн.</b>	125
<b>Диаметр горловины, см</b>	5.6
<b>Габариты крио-контейнера (ВхД), см</b>	65,3 x 36,8
<b>Транспортный вес, кг</b>	20.9
<b>Кат. номер</b>	СК50921