

Криоконтейнер Arctic Express DUAL 28



Криоконтейнеры Arctic Express DUAL от THERMO FISHER SCIENTIFIC предназначены как для транспортировки биологически безопасных образцов при температуре жидкого азота, так и для хранения образцов в жидком азоте. Жидкий азот внутри контейнера абсорбируется специализированным материалом, что предотвращает утечку.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: Arctic Express DUAL 28
Страна: Соединенные Штаты Америки

Преимущества абсорбция жидкого азота внутри контейнера специализированным материалом для предотвращения утечек размещение образцов, помещенных в тростины, в 6 канистр. Канистры имеют цифровую и цветовую идентификацию, для удобной идентификации образцов защита от несанкционированного доступа специальным замком на крышке контейнера Материал контейнера - алюминий - существенно облегчает вес контейнера поставка в комплекте с транспортным контейнером для дополнительной защиты от повреждений и фиксации криоконтейнера в вертикальном положении

Характеристики

Количество канистр / контейнер	6
Время статического хранения (режим транспортировки), дн.	21
Общий объем жидкого азота, л	28
Объем абсорбированного жидкого азота, л	8
Количество тростин / канистра	21
Количество 2 мл-пробирок / контейнер (6 пробирок / тростина)	756
Вместимость соломин (10 соломин /тростина)	1260
Время статического хранения (режим хранения), дн.	50
Диаметр горловины, см	9.7
Габариты крио-контейнера (ВхД), см	55,9 x 46,2
Транспортный вес, кг	27.3
Кат. номер	СК50922