

Криоконтейнер Arctic Express 5



Криоконтейнеры Arctic Express от THERMO FISHER SCIENTIFIC предназначены как для транспортировки биологически безопасных образцов при температуре жидкого азота, так и для хранения образцов в жидком азоте. Жидкий азот внутри контейнера абсорбируется специализированным материалом, что предотвращает утечку.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: Arctic Express 5
Страна: Соединенные Штаты Америки

Преимущества абсорбция жидкого азота внутри контейнера специализированным материалом для предотвращения утечек размещение образцов, помещенных в тростины, в 6 канистр. Канистры имеют цифровую и цветовую идентификацию, для удобной идентификации образцов защита от несанкционированного доступа специальным замком на крышке контейнера Материал контейнера - алюминий - существенно облегчает вес контейнера поставка в комплекте с транспортным контейнером для дополнительной защиты от повреждений и фиксации криоконтейнера в вертикальном положении

Характеристики

Вместимость жидкого азота, л	1.5
Количество канистр / контейнер	1
Количество тростин / канистра	3
Количество 2 мл-пробирок / тростина	3
Вместимость 2мл-пробирок, шт.	9
Скорость статического испарения, л/день	0.19
Время статического хранения, дн.	8
Диаметр горловины, см	3.5
Габариты крио-контейнера (ВхД), см	34,3х18,5
Транспортный вес, кг	10.9
Кат. номер	CY50915