

Криоконтейнер Arctic Express 20



Криоконтейнеры Arctic Express от THERMO FISHER SCIENTIFIC предназначены как для транспортировки биологически безопасных образцов при температуре жидкого азота, так и для хранения образцов в жидком азоте. Жидкий азот внутри контейнера абсорбируется специализированным материалом, что предотвращает утечку.

Производитель: THERMO FISHER Scientific

Модель: Arctic Express 20

Страна: Соединенные Штаты Америки

Преимущества абсорбция жидкого азота внутри контейнера специализированным материалом для предотвращения утечек размещение образцов, помещенных в тростины, в 6 канистр. Канистры имеют цифровую и цветовую идентификацию, для удобной идентификации образцов защита от несанкционированного доступа специальным замком на крышке контейнера Материал контейнера - алюминий - существенно облегчает вес контейнера поставка в комплекте с транспортным контейнером для дополнительной защиты от повреждений и фиксации криоконтейнера в вертикальном положении

Характеристики

Количество 2 мл-пробирок / тростина	6
Вместимость жидкого азота, л	10
Количество канистр / контейнер	-
Количество тростин / канистра	161
Вместимость 2мл-пробирок, шт.	966
Скорость статического испарения, л/день	0.7
Время статического хранения, дн.	14
Диаметр горловины, см	21.6
Габариты крио-контейнера (ВхД), см	58,4x38,1
Транспортный вес, кг	23.6
Кат. номер	CY50910