

Криоконтейнер Arctic Express IATA



Переносной криоконтейнер Arctic Express IATA предназначен для транспортировки потенциально опасных биологических материалов. Он разработан специально для авиа-перевозок и одобрен UN и IATA (International Air Transport Association)

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: Arctic Express IATA
Страна: Соединенные Штаты Америки

Преимущества абсорбция жидкого азота внутри контейнера
специализированным материалом для предотвращения утечек защита от несанкционированного доступа специальным замком на крышке контейнера
Материал контейнера - алюминий - существенно облегчает вес контейнера
поставка в комплекте с транспортным контейнером для дополнительной защиты от повреждений и фиксации криоконтейнера в вертикальном положении

Характеристики

Вместимость жидкого азота, л	10
Количество канистр / контейнер	-
Скорость статического испарения, л/день	0.7
Время статического хранения, дн.	14
Диаметр горловины, см	21.6
Габариты крио-контейнера (ВхД), см	58,4х38,1
Количество тростин / канистра	-
Количество 2 мл-пробирок / тростина	-
Вместимость 2мл-пробирок, шт.	480
Транспортный вес, кг	26.4
Кат. номер	CY50920