

Колбонагреватель WHM-12011



Колбонагреватель используется для нагрева жидких и твёрдых веществ, перегонки смесей, контроля фракционного состава, синтеза веществ, определения содержания воды по действующим стандартам, требующих нагрева колб. Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объёмом 100 мл, с плавной регулировкой нагрева. Нагрев до 450 °С, аналоговое управление. Идеально подходит для всех типов круглых колб.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: WHM-12011

Страна: Республика Корея

Достоинства модели: Колбонагреватель удобен в использовании и обслуживании. Нагревательный элемент изготовлен из стекловолокна с нихромовой проволокой. Оптимальное соотношение цены и качества.

Характеристики

Материал изготовления	Алюминий
Объём колбонагревателя, мл	100
Глубина колбонагревателя, мм	50
Внутренний диаметр колбонагревателя, мм	63-66
Внешние габариты	Ø 145 x (В) 140 мм
Встроенный температурный контроллер	450 °C
Мощность,Вт	90