

Нагреватель химического стакана WHM-250



Применение: нагрев и поддержание заданной температуры лабораторного стеклянного стакана, помещенной в цилиндрический приемник нагревателя. Необходимо для ускорения скорости протекания химической реакции. Нагрев жидкостей в стаканах объемом 250 мл в диапазоне температур от комн. t°C до 450°C. Нагреватель для стаканов может работать вместе с магнитной мешалкой.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: WHM-250

Страна: Республика Корея

Особенности: Нагревательный элемент вплетен в сотканную поверхность нагревателя для стаканов, сделанную из безопасного нетоксичного стекловолокна, что дает следующие преимущества: нагревательный элемент не деформируется; минимизируется потеря тепла; Нагреватель для стаканов поставляется без регулятора температуры.

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Температурный диапазон	50 - 125 °С
Дисплей	сенсорный цветной
Температурное разрешение	
Температурная однородность	
Контроллер	
Материал платформы	
Габариты внешние (Ш) x (Г) x (В), мм	
Энергопотребление	
Вес, кг	3.8 кг
Материал корпуса	сталь с порошковым напылением
Габариты нагревательной платформы, мм	180 x 180