

Внешний аналоговый регулятор температуры WHM-C10A



Применение: внешнее управление нагревом и поддержанием заданной температуры лабораторных стеклянных колб и стаканов, помещенных в цилиндрический приемник нагревателя. Необходимо для ускорения скорости протекания химической реакции

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: WHM-C10A

Страна: Республика Корея

Характеристики

Диапазон управления мощностью	5-100%
Габариты (Ш) X (Г) x (В), мм	95 x 98 x 106
Вес,кг	1
Электрические характеристики	220 В, 50/60 Гц
Температура нагрева, °С	450
Мощность нагрева,Вт	1200
Материал	алюминий (корпус) и пластик (кнопки и подножки)
Тип управления	аналоговый