

Мешалка магнитная без подогрева MS-20A



Применение: перемешивание (создание однородности) химических образцов и реакционных смесей для ускорения протекания химических реакций.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: MS-20A
Страна: Республика Корея

Особенности: 1. аналоговое управление. 2. перемешивание с возможностью подогрева пробы. 3. обладает низким уровнем шума и длительным сроком службы. 4. устойчивость к скачкам напряжения в сети. 5. равномерный нагрев по всей поверхности. 6. обеспечивает постоянное перемешивание, за счет реализации точного контроля скорости вращения. 7. имеет высокую рабочую чувствительность и точность. 8. установлено защитное устройство для предотвращения перегрева.

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Скорость перемешивания	80-1500 об./мин.
Материал корпуса	алюминий с порошковым напылением
Габариты нагревательной платформы, мм	180 x 180
Габариты внешние (Ш) x (Г) x (В), мм	206 x 307 x 99
Комплектация	мешалка + перемешивающий якорь 3 см
Эффективный объём перемешивания	до 20 л (вода)
Контроллер	аналоговый
Таймер	до 99 часов 59 минут
Материал платформы	алюминий с керамическим напылением (хемостойкий)
Вес, кг	3.1
Мощность мотора	4 Вт
Энергопотребление	10 Вт