

Пробирки в стрипах по 8 штук с плоской крышкой PCR-01-8T-F



Предназначена для проведения ПЦР-анализа. Тонкостенные ПЦР-пробирки идеально подходят для количественного ПЦР-прибора флуоресценции в реальном времени, который обеспечивает точную и быструю скорость передачи тепла. При всех размерах наиболее популярными являются 0,1 мл ПЦР-пробирки и 0,2 мл ПЦР-пробирки. Пробирка изготовлена из особо чистого полипропилена. Имеет плоскую крышку с фиксирующим замком, хорошая герметизация снижает потери на испарение. Однородная тонкостенная пробирка обеспечивает точное и равномерное нагревание и охлаждение. Имеет градуировку и поле для маркировки. Сертифицирована на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР.

Производитель: Hawach Scientific Co., Ltd
Модель: PCR-01-8T-F
Страна: Китай

Особенности: Подходят для транспортировки и хранения; Чистый полипропилен, сертифицирован на отсутствие РН-аз, ДН-аз и эндотоксинов; Высококачественное производство; Выдерживают высокие температурные условия; Индивидуально прикрепленные плоские или выпуклые защелкивающиеся крышки; Просты в использовании;

Характеристики

Вес упаковки, кг	3.5
Размер упаковки, мм	47 x 30 x 15
Фиксирующий замок на крышке	наличие
Материал	полипропилен
Градировка	наличие
Внешний вид	8-полосная ПЦР-пробирка, прозрачная, с плоской крышкой
Объём, мл	0.1