

Планшет 96 лунок PCR-02-96-HSTP



Данная серия имеет 96 и 384 луночные пластины в плитусных и не плитусных планшетах. Предназначен для внесения в его лунки различных реагентов для последующего термостатирования, микроскопирования и проведения исследования культур клеток, в частности, совместимости трансплантатов донора и реципиента. Имеется буквенно-цифровая маркировка, максимально облегчающая организацию анализа. Без крышки.

Производитель: Hawach Scientific Co., Ltd
Модель: PCR-02-96-HSTP
Страна: Китай

Особенности: Пластина ПЦР в реальном времени изготовлена из полипропилена, что обеспечивает низкие потери жидкости; Свободны от ДНК-аз, РНК-аз; Наличие буквенной маркировки; Тонкая прозрачная пластина ПЦР в реальном времени обладает хорошим светопропусканием; Юбка также может использоваться для разметки и надписей;

Характеристики

Внешний вид	96-луночная пластина, прозрачная
Размер упаковки, мм	29 x 26 x 15
Вес упаковки, кг	2
Объём, мл	0.2
Материал	полипропилен
Форма	коническая
Упаковка	50 шт.