


Планшет 384-луночный для ПЦР PCR004W-384



Данная серия имеет 96 и 384 луночные пластины в плитусных и не плитусных планшетах. Предназначен для внесения в его лунки различных реагентов для последующего термостатирования, микроскопирования и проведения исследования культур клеток, в частности, совместимости трансплантатов донора и реципиента. Имеется буквенно-цифровая маркировка, максимально облегчающая организацию анализа. Без крышки.

Производитель: Hawach Scientific Co., Ltd
Модель: PCR004W-384
Страна: Китай

Особенности: Пластина ПЦР в реальном времени изготовлена из полипропилена, что обеспечивает низкие потери жидкости; Свободны от ДНК-аз, РНК-аз; Наличие буквенной маркировки; Тонкая прозрачная пластина ПЦР в реальном времени обладает хорошим светопропусканием; Юбка также может использоваться для разметки и надписей;

Характеристики

Внешний вид	384-луночная ПЦР-пластина, белая
Материал	полипропилен
Форма	коническая
Упаковка	100 шт.
Вес упаковки, кг	3
Размер упаковки, мм	47 x 29.5 x 21
Объём, мкл	40