


Наконечники с фильтром до 1250 мкл, нестерильные, универсальные, удлинённые TF-1250-D



Наконечники для дозаторов с фильтром отвечают высоким стандартам европейского качества, изготовлены из высококачественного полипропилена. Универсальность пластиковых наконечников позволяет их использовать с дозаторами разных производителей Eppendorf, HTL, Thermo, Biohit, Gilson и др. Наконечники с фильтром предназначены для ПЦР и других методов амплификации, а так же для работ, в ходе которых может произойти аэрозольная контаминация. Наконечники с фильтрами разработаны для дозирования ДНК/РНК, инфекционного материала, проб с радиоактивными метками и т.п. Все наконечники с фильтром поставляются в штативах находящиеся в герметичной упаковке, стерилизованной ионизирующим излучением.

Производитель: Hawach Scientific Co., Ltd
Модель: TF-1250-D
Страна: Китай

Особенности: Благодаря уникальному дизайну наконечника, он плотно и герметично одевается на конус дозатора. Ребристая «юбочка» надёжно удерживает наконечник в штативе; Ровные плотные стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью опустошить наконечник при раскапывании; Используемые новейшие технологии литья гарантируют правильность формы наконечника; Наконечники с фильтром до 1250 мкл; Нестерильные; Удлинённые; 1000 штук в упаковке;

Характеристики

Материал	полипропилен
Универсальные	да
Улинённые	да
Объём, мкл	1250
Количество в упаковке	1000шт / уп.
Вес упаковки, кг	6.0