

Наконечники без фильтра нестерильные до 1250 мкл T-1250-D



Наконечники для дозаторов предназначены для дозирования, разделения и перемешивания различных жидкостей и веществ, в том числе и в небольших объемах. Это один из самых востребованных расходных материалов, применяющийся в клинических и исследовательских лабораториях, лечебных учреждениях и т. д. Наконечники без фильтра идеально подходят для молекулярно-биологических исследований.

Производитель: Hawach Scientific Co., Ltd
Модель: T-1250-D
Страна: Китай

Особенности: Благодаря уникальному дизайну наконечника, он плотно и герметично одевается на конус дозатора. Ребристая «юбочка» надежно удерживает наконечник в штативе; Ровные плотные стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью опустошить наконечник при раскапывании; Используемые новейшие технологии литья гарантируют правильность формы наконечника; Наконечники без фильтра до 1250 мкл; Нестерильные; 1000 штук в упаковке;

Характеристики

Материал	полипропилен
Универсальные	да
Объём, мкл	1250
Количество в упаковке	1000 шт./уп.
Вес упаковки, кг	6