

Наконечники без фильтра стерильные до 10 мкл удлиненные T-10-HS-L

Нет фото

Наконечники без фильтра идеально подходят для молекулярно-биологических исследований. Стандарт качества обеспечивает максимальную защиту от любых возможных загрязнений. Продукция производится в условиях чистой комнаты, а также подвергается дополнительному строго контролируемому процессу удаления примесей.

Производитель: Hawach Scientific Co., Ltd
Модель: T-10-HS-L
Страна: Китай

Особенности: Благодаря уникальному дизайну наконечника, он плотно и герметично одевается на конус дозатора. Ребристая «юбочка» надежно удерживает наконечник в штативе; Ровные плотные стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью опустошить наконечник при раскапывании; Используемые новейшие технологии литья гарантируют правильность формы наконечника; Наконечники без фильтра до 10 мкл; Стерильные; Удлиненные; 96 штук в штативе;

Характеристики

Материал	полипропилен
Объём, мкл	10
Универсальные	да
Стерильные	да
Вес упаковки, кг	7
Количество в упаковке	96 шт./штативе