

Наконечники без фильтра стерильные до 100 мкл T-100-HS

Нет фото

Производитель: Hawach Scientific Co., Ltd
Модель: T-100-HS
Страна: Китай

Наконечники без фильтра идеально подходят для молекулярно-биологических исследований. Стандарт качества обеспечивает максимальную защиту от любых возможных загрязнений. Продукция производится в условиях чистой комнаты, а также подвергается дополнительному строго контролируемому процессу удаления примесей.

Особенности: Благодаря уникальному дизайну наконечника, он плотно и герметично одевается на конус дозатора. Ребристая «юбочка» надежно удерживает наконечник в штативе; Ровные плотные стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью опустошить наконечник при раскапывании; Используемые новейшие технологии литья гарантируют правильность формы наконечника; Наконечники без фильтра до 100 мкл; Стерильные; 96 штук в штативе;

Характеристики

Материал	полипропилен
Универсальные	да
Стерильные	да
Объём, мкл	100
Количество в упаковке	96 шт./штативе
Вес упаковки, кг	8.5