

# Наконечники без фильтра стерильные до 1250 мкл T-1250-HS

Нет фото

**Производитель:** Hawach Scientific Co., Ltd  
**Модель:** T-1250-HS  
**Страна:** Китай

Наконечники без фильтра идеально подходят для молекулярно-биологических исследований. Стандарт качества обеспечивает максимальную защиту от любых возможных загрязнений. Продукция производится в условиях чистой комнаты, а также подвергается дополнительному строго контролируемому процессу удаления примесей.

**Особенности:** Благодаря уникальному дизайну наконечника, он плотно и герметично одевается на конус дозатора. Ребристая «юбочка» надежно удерживает наконечник в штативе; Ровные плотные стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью опустошить наконечник при раскапывании; Используемые новейшие технологии литья гарантируют правильность формы наконечника; Наконечники без фильтра до 1250 мкл; Стерильные; 96 штук в штативе;

# Характеристики

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Материал              | полипропилен   |
| Универсальные         | да             |
| Стерильные            | да             |
| Объём, мкл            | 1250           |
| Количество в упаковке | 96 шт./штативе |
| Вес упаковки, кг      | 14             |