


# Наконечники нестерильные с низкой адсорбцией до 300 мкл TL-300-D



Наконечники для дозаторов предназначены для дозирования, разделения и перемешивания различных жидкостей и веществ, в том числе и в небольших объемах. Это один из самых востребованных расходных материалов, применяющийся в клинических и исследовательских лабораториях, лечебных учреждениях. Наконечники для дозаторов изготавливаются из высококачественного химически чистого полипропилена, обладающего значительной механической прочностью, низкой адсорбцией и устойчивостью к деформации. Гладкая внутренняя поверхность наконечников обеспечивает перенос точного объема жидкости, а гибкие стенки и бороздки в верхней части облегчают надевание и снятие наконечника.

**Производитель:** Hawach Scientific Co., Ltd  
**Модель:** TL-300-D  
**Страна:** Китай

**Особенности:** Благодаря уникальному дизайну наконечника, он плотно и герметично одевается на конус дозатора. Ребристая «юбочка» надежно удерживает наконечник в штативе; Ровные плотные стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью опустошить наконечник при раскапывании; С низкой адсорбцией; Наконечники без фильтра до 300 мкл; Нестерильные; 1000 штук в упаковке;

# Характеристики

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Материал              | полипропилен |
| Универсальные         | да           |
| Количество в упаковке | 1000 шт./уп. |
| Вес упаковки, кг      | 7            |
| Объём, мкл            | 300          |