

# Одноразовые наконечники без фильтра на 50 мкл ТСТ-50



Качество наконечников является одним из определяющих факторов для надежной работы, минимального времени простоя и оптимальной производительности рабочей станции для автоматического дозирования жидкостей. Одноразовые наконечники выпускаются разного объема, с фильтром и без него, и выполнены из токопроводящего полипропилена, что позволяет автоматически определять уровень жидкости.

**Производитель:** Hawach Scientific Co., Ltd  
**Модель:** ТСТ-50  
**Страна:** Китай

**Особенности:** Благодаря уникальному дизайну наконечника, он плотно и герметично одевается на конус дозатора. Ребристая «юбочка» надежно удерживает наконечник в штативе; Ровные плотные стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью опустошить наконечник при раскапывании; Наконечники без фильтра до 50 мкл; Без ДНКазы и РНКазы; 96 штук в штативе;

# Характеристики

<b>Материал</b>	полипропилен
<b>Вес упаковки, кг</b>	3
<b>Универсальные</b>	да
<b>Количество в упаковке</b>	96 шт./штативе
<b>Объём, мкл</b>	50