

Картриджи с высокоэффективным нерегулярным силикагелем, стандартная серия S-5102-0025



Картриджи SepaFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать картридж, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке.

Производитель: SNTAI
Technologies
Модель: S-5102-0025
Страна: Китай

Основные преимущества картриджей SepaFlash: Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

Характеристики

Макс. давление, бар	20.7
Кол-во шт. / уп.	12
Длина картриджа, мм	172.7
Внутр. диаметр, мм	21.3
Размер пор, Å	60
Удельная площадь поверхности, м ² /г	500
Диапазон pH	6.5-7.5
Вес сорбента, г	25
Тип силикогеля	высокоэффективный нерегулярный
Диапазон размера силикагеля, мкм	25-40
Скорость подв. фазы, мл/мин.	25-50
Диапазон навески образца	25 мг - 3.8 г