

Картриджи с высокоэффективным нерегулярным силикагелем, стандартная серия S-5102-0080



Картриджи SepaFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать картридж, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке.

Производитель: SNTAI Technologies
Модель: S-5102-0080
Страна: Китай

Основные преимущества картриджей SepaFlash: Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

Характеристики

Кол-во шт. / уп.	10
Длина картриджа, мм	246.8
Внутр. диаметр, мм	30.9
Макс. давление, бар	13.8
Размер пор, Å	60
Удельная площадь поверхности, м2/г	500
Диапазон pH	6.5-7.5
Вес сорбента, г	80
Тип силикогеля	высокоэффективный нерегулярный
Диапазон размера силикагеля, мкм	25-40
Диапазон навески образца	80 мг - 12.0 г
Скорость подв. фазы, мл/мин.	40-80