

Карtridge с высокоэффективным нерегулярным силикагелем, стандартная серия S-5102-0330



Карtridge SepaFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать cartridge, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке.

Производитель: SONTAI
Technologies
Модель: S-5102-0330
Страна: Китай

Основные преимущества cartridge SepaFlash: Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

Характеристики

Макс. давление, бар	10.3
Кол-во шт. / уп.	5
Длина картриджа, мм	275.0
Внутр. диаметр, мм	60.4
Размер пор, Å	60
Удельная площадь поверхности, м²/г	500
Диапазон рН	6.5-7.5
Вес сорбента, г	330
Тип силикогеля	высокоэффективный нерегулярный
Диапазон размера силикагеля, мкм	25-40
Скорость подв. фазы, мл/мин.	60-120
Диапазон навески образца	330 мг - 50.0 г