

Картриджи с высокоэффективным нерегулярным силикагелем, серия E S-8101-0004



Картриджи SeraFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать картридж, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке. Флэш-колонки серии E изготавливаются с теми же картриджами, что и стандартные серии, но упаковываются экономичным, высококачественным силикагелем (40-63 мкм, размером пор 60 Å) или оксидом алюминия 50-75 мкм.

Производитель: SANTAI
Technologies
Модель: S-8101-0004
Страна: Китай

Основные преимущества картриджей SeraFlash серии E: Экономичные; Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

Характеристики

Диапазон навески образца	4 мг - 0.4 г
Кол-во шт. / уп.	20
Скорость подв. фазы, мл/мин.	15-40
Длина картриджа, мм	105.8
Внутр. диаметр, мм	12.4
Макс. давление, бар	20.7
Вес сорбента, г	4
Размер пор, Å	60
Удельная площадь поверхности, м ² /г	500
Диапазон рН	6.5-7.5
Диапазон размера силикагеля, мкм	40-63
Тип силикогеля	высокоэффективный нерегулярный

Все изображения

