

# Картриджи с высокоэффективным нерегулярным силикагелем, серия E S-8101-0025



Картриджи SepaFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать картридж, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке. Флэш-колонки серии E изготавливаются с теми же картриджами, что и стандартные серии, но упаковываются экономичным, высококачественным силикагелем (40-63 мкм, размером пор 60 Å) или оксидом алюминия 50-75 мкм.

**Производитель:** SANTAI Technologies  
**Модель:** S-8101-0025  
**Страна:** Китай

Основные преимущества картриджей SepaFlash серии E: Экономичные; Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

# Характеристики

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Макс. давление, бар                | 20.7                           |
| Скорость подв. фазы, мл/мин.       | 30-60                          |
| Диапазон навески образца           | 25 мг - 2.5 г                  |
| Кол-во шт. / уп.                   | 12                             |
| Длина картриджа, мм                | 172.7                          |
| Внутр. диаметр, мм                 | 21.3                           |
| Размер пор, Å                      | 60                             |
| Удельная площадь поверхности, м2/г | 500                            |
| Диапазон pH                        | 6.5-7.5                        |
| Диапазон размера силикагеля, мкм   | 40-63                          |
| Вес сорбента, г                    | 25                             |
| Тип силикогеля                     | высокоэффективный нерегулярный |

# Все изображения

