

Картриджи с высокоэффективным нерегулярным силикагелем, серия HP SW-5102-004



Картриджи SepaFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать картридж, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке. Картриджи серии HP имеют спиновую сварку и обеспечивают более высокое давление. Доступный адаптер облегчает совместимость с любой флэш-системой на рынке. Прочный цельный полипропиленовый корпус с толстыми стенками обеспечивает полную безопасность.

Производитель: SANTAI Technologies
Модель: SW-5102-004
Страна: Китай

Основные преимущества картриджей SepaFlash серии HP: Работают под высоким давлением; Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

Характеристики

Кол-во шт. / уп.	20
Внутр. диаметр, мм	12.4
Вес сорбента, г	4
Размер пор, Å	60
Удельная площадь поверхности, м2/г	500
Диапазон pH	6.5-7.5
Тип силикогеля	высокоэффективный нерегулярный
Диапазон размера силикагеля, мкм	25-40
Диапазон навески образца	4 мг - 0.6 г
Скорость подв. фазы, мл/мин.	15-30
Длина картриджа, мм	113.8
Макс. давление, бар	27.5