

Картриджи с ультрачистым нерегулярным силикагелем, серия iLOK SD-5101-004



Картриджи SepaFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать картридж, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке.

Производитель: SNTAI Technologies
Модель: SD-5101-004
Страна: Китай

Основные преимущества картриджей SepaFlash серии iLOK: Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

Характеристики

Диапазон навески образца	4 мг - 0.4 г
Кол-во шт. / уп.	20
Скорость подв. фазы, мл/мин.	15-40
Макс. давление, бар	13.8
Вес сорбента, г	4
Размер пор, Å	60
Удельная площадь поверхности, м2/г	500
Диапазон pH	6.5-7.5
Диапазон размера силикагеля, мкм	40-63
Тип силикогеля	высокоэффективный нерегулярный
Длина картриджа, мм	115.1
Внутр. диаметр, мм	12.8

Все изображения

