

Картриджи с ультрачистым нерегулярным силикагелем, серия iLOK SD-5101-040



Картриджи SepaFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать картридж, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке.

Производитель: SONTAI
Technologies
Модель: SD-5101-040
Страна: Китай

Основные преимущества картриджей SepaFlash серии iLOK: Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

Характеристики

Кол-во шт. / уп.	12
Диапазон навески образца	40 мг - 4.0 г
Скорость подв. фазы, мл/мин.	40-70
Макс. давление, бар	13.8
Размер пор, Å	60
Удельная площадь поверхности, м²/г	500
Диапазон pH	6.5-7.5
Диапазон размера силикагеля, мкм	40-63
Вес сорбента, г	40
Тип силикогеля	высокоэффективный нерегулярный
Длина картриджа, мм	188.7
Внутр. диаметр, мм	26.8

Все изображения

