

Картриджи с ультрачистым нерегулярным силикагелем, серия iLOK SD-5101-100



Картриджи SepaFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать картридж, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке.

Производитель: SANTAI Technologies
Модель: SD-5101-100
Страна: Китай

Основные преимущества картриджей SepaFlash серии iLOK: Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

Характеристики

Кол-во шт. / уп.	6
Скорость подв. фазы, мл/мин.	80-220
Макс. давление, бар	10.3
Внутр. диаметр, мм	60.4
Размер пор, Å	60
Удельная площадь поверхности, м2/г	500
Диапазон pH	6.5-7.5
Диапазон размера силикагеля, мкм	40-63
Тип силикогеля	высокоэффективный нерегулярный
Вес сорбента, г	100
Диапазон навески образца	100 мг - 10 г
Длина картриджа, мм	146.6

Все изображения

